

CAREIUM ELIZA

CANLLAW SEFYDLU HAWDD

Mae'r canllaw hwn ar gyfer cwsmeriaid ac aelodau o'r teulu. Mae'n esbonio sut i sefydlu'r Careium Eliza mewn ychydig o gamau syml.



BETH SYDD YN Y BOCS

- Uned larwm Eliza
- Cebl pŵer a phlwg
- Larwm o gwmpas y gwddf neu'r arddwrn
- Cerdyn gwybodaeth cyflym

Os oes unrhyw beth ar goll, cysylltwch â ni.

CYN I CHI DDECHRAU

- ✓ Gosodwch yr uned Eliza yn y **prif le byw**
- ✓ Dylai fod **yn agos at soced pŵer**
- ✓ Gall yr uned gysylltu mewn **dwy ffordd**:
 - **Opsiwn A: Rhwydwaith symudol** (nid oes angen llinell ffôn na rhyngwrdd)
 - **Opsiwn B: Llwybrydd band eang yn y cartref** (gan ddefnyddio cebl rhyngwrdd)



CAM 1: PLYGIO'R UNED I MEWN

Tynnwch yr uned a'r cebl pŵer allan o'r bocs



1
Plygiwch y
cebl pŵer yng
nghefn yr
uned Eliza



2
Plygiwch y pen
arall i mewn i'r
soced wal



3
Trowch y
pŵer ymlaen



4
Bydd y golau
pŵer a'r botwm
cymorth yn
goleuo

CAM 2: CYSYLLTU'R UNED

Opsion A: Rhwydwaith symudol

*Defnyddiwch yr opsiwn hwn oni
bai ein bod wedi dweud wrthy'ch
fel arall*

- Peidiwch â phlygio unrhyw beth
arall i'r uned
- Bydd yr Eliza yn cysylltu'n
awtomatig gan ddefnyddio'r
rhwydwaith symudol
- Gallai hyn gymryd rhai munudau

Pan fydd yn barod, bydd y goleuadau
yn stopio fflachio neu bydd llais yn
cadarnhau ei fod yn gweithio.

Opsion B: Defnyddio eich llwybrydd band eang yn y cartref

*Defnyddiwch yr opsiwn hwn dim
ond os ydyn ni wedi dweud
wrthy'ch chi*

- Plygiwch un pen o'r cebl
rhyngwyd i mewn i'r uned Eliza
- Plygiwch y pen arall i'ch llwybrydd
band eang
- Gadewch y pŵer arno

Bydd yr uned yn cysylltu'n awtomatig.
Gall hyn gymryd rhai munudau.

CAM 3: PROFI EICH LARWM

- Gwisgwch y larwm o gwmpas eich gwddf neu'ch arddwrn
- Gwasgwch y botwm ar y larwm
- Arhoswch i'r gweithredwr siarad â chi
- Dywedwch wrthy'n nhw mai **galwad prawf** ydyw

Mae hyn yn cadarnhau bod yr uned yn gweithio
ac yn barod i'w defnyddio

